

Link do produktu: <https://sklep.mattik.pl/naturalne-patyczki-zapachowe-springair-lime-basil-mandarin-100ml-p-539.html>



LIME BASIL MANDARIN

patyczki zapachowe PREMIUM 100 ml

Cena brutto	99,99 zł
Cena netto	81,29 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	1506
Kod producenta	1506
Producent	SPRING AIR

Opis produktu

Rattanowe patyczki zapachowe Spring Air LIME BASIL MANDARIN 100ml - dyfuzor zapachu w szklanej karafce

LIME BASIL MANDARINE

Nuty głowy: Cytryna, Limonka, Bergamotka

Nuty serca: Imbir, Bazylia, Mandarynka

Nuty bazy: Delikatne piżmo, Mech dębowy

LIME BASIL MANDARINE to świeże połączenie cytrusowych nut cytryny, limonki i bergamotki, które otwierają zapach energetyzującą mieszanką. Serce wypełnia pikantny imbir, aromatyczna bazylia i soczysta mandarynka, tworząc orzeźwiający i ziołowy bukiet. Bazowe nuty delikatnego piżma i mchu dębowego dodają ciepła i trwałości. Idealny do odświeżania powietrza, wprowadzając do wnętrza czysty i pobudzający aromat.

- pojemność 100 ml olejków zapachowych
- trwałość minimum 2 miesiące (zależy od częstotliwości obracania patyczków)
- eleganckie czerwone szkło w tłoczonym opakowaniu
- unikalna kompozycja zapachowa
- idealne do domu lub na prezent

Patyczki zapachowe Spring Air to doskonała alternatywa zarówno dla zmechanizowanych urządzeń dystrybuujących zapach (**automatyczne dyfuzory**), jak i innych standardowych metod aromatyzacji (olejki, świece, saszetki, etc.). Rattanowe patyczki umieszczone w eleganckim, szklanym dozowniku nie tylko uwolnią przyjemną woń na wiele dni, ale i spełnią się w funkcji dekoracji bądź **eleganckiego dodatku do wystroju wnętrza** – czy to w domu, biurze czy sklepie.

Mechanizm działania **dyfuzorów zapachowych z patyczkami** przypomina zasysanie płynu przez słomkę i wyrzucanie jego drobinek w powietrze. Zanurzone w olejkach patyczki wyposażone są bowiem w swego rodzaju kanaliki, które nieustannie wchłaniają wonną ciecz i sukcesywnie aromatyzują pomieszczenie. **Dyfuzor Spring Air** uwalnia zapach w dokładnie określonych dawkach, celem optymalizacji jego intensywności. Modulować można ją również poprzez ustawienie dozownika z patyczkami z dala lub blisko źródła ruchu.